CAWA-TENGRAL PRESETTA BUANT PRANT	PEMELIHARAAN ALAT MEDIS				
	SOP	Nomor Dokumen	:	07/SOP/VII/2023	Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
		Nomopr Revisi	:	00	
		Tanggal Terbit	:	27 Juli 2023	
		Halaman	:	1/1	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA					

1. Pengertian	Pemeliharaan peralatan perawatan dan kedokteran dengan cara					
	membersihkan, desinfeksi atau mensterilkan serta menyimpan.					
2. Tujuan	Sebagai acuan dan penerapan langkah-langkah pemeliharaan alat					
	medis					
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa					
	Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab/					
	Koordinator dan Pelaksanaan Program Manajemen Fasilitas Klinik					
	Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa					
4. Referensi	Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan					
	Sediaan Alat Kesehatan.					
5. Prosedur	Petugas memisahkan antara yang kritis dan yang non kritis					
	2. Petugas melakukan sterilisasi sesuai SOP sterilisasi untuk alat yang					
	kritis					
	3. Petugas melakukan pembersihan alat dengan handuk basah dan					
	handuk kering pada alat besar yang tidak kontak dengan cairan tubuh					
	seperti tensimeter , timbangan dll					
	4. Petugas menyimpan kembali pada tempatnya alat –alat yang sudah					
	bersih sesuai dengan bentuk dan tempatnya					
	5. Petugas memeriksa alat –alat secara berkala					
	6. Petugas akan melakukan perbaikan bagi alat yang mengalami					
	kerusakan					
	7. Petugas memohonkan pemeriksaan kalibrasi untuk alat –alat yang					
	memerlukan kalibrasi, Bila alat sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki					
	maka masukan dalam usulan kebutuhan alat					
6. Diagram Alir	-					
7. Unit Terkait	Semua unit pelayanan di Klinik Utama Balkesmas Wil. Ambarawa					